


Aspirasyon Kateteri

Standart Tip

- Giriş kolaylığı sağlayan yüzey
- Bükülmeyi önleyen uygun sertlik
- Travma oluşturmaman, yuvarlatılmış, eğimli açık distal uç
- Doku emilmesini önleyen iki yan delik
- Renk kodlu funnel konnektör
- Uzunluk: 50 cm



Standart Uç

Ürün Referansı	CH	Renk
TBU	06 Ch	Açık Yeşil
TBU	08 Ch	Mavi
TBU	10 Ch	Siyah
TBU	12 Ch	Beyaz
TBU	14 Ch	Yeşil
TBU	16 Ch	Turuncu
TBU	18 Ch	Kırmızı
TBU	20 Ch	Sarı



Aspirasyon Kateteri

Vakum Kontrol Konnektörlü

- Giriş kolaylığı sağlayan yüzey
- Bükülmeyi önleyen uygun sertlik
- Travma oluşturmaman, yuvarlatılmış, açık distal uç
- Doku emilmesini önleyen iki yan delik
- Vakum Kontrol konnektörü
- Etkin vakum kontrolü
- Renk kodlu
- 6.35 mm (1/4") bağlantı
- Uzunluk: 50 cm



Vakum
Kontrol
Konnektörlü

Ürün Referansı	CH	Renk
TBU	06 Ch	Açık Yeşil
TBU	08 Ch	Mavi
TBU	10 Ch	Siyah
TBU	12 Ch	Beyaz
TBU	14 Ch	Yeşil
TBU	16 Ch	Turuncu
TBU	18 Ch	Kırmızı

